



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Krasky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Krasky

SKU RM-KRK-28-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Krasky	Dimensiones / Detalles: 28 cm longitud total, hoja de 50 × 25 mm, 6 dientes afilados · Cantidad incluida: 1	\$99
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Krasky es un instrumento quirúrgico de cavidad profunda indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento muscular fiable y antideslizante, así como la exposición de los márgenes de la herida durante intervenciones abdominales y ortopédicas mayores. Diseñado con una hoja curva alargada, este separador permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contracción constante a través de masas de tejido pesado sin deslizarse hacia el campo quirúrgico.

Construido para una contracción quirúrgica intensiva, esta configuración específica del Separador Krasky presenta una longitud total de herramienta de 28 cm (\$99). Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su extremo de trabajo incorpora una geometría de hoja curva de 50 mm de largo por 25 mm de ancho equipada con 6 dientes afilados tipo rastrillo que se anclan de forma segura en tejidos fibrosos densos y planos musculares gruesos. El mango ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual superior, reduciendo la fatiga de la mano durante exposiciones quirúrgicas de varias horas.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Krasky para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de cirugía general, ortopédica y de traumatología de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad.

completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest