



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Awty Kondiler Boyun Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Awty Kondiler Boyun Ekartörü

SKU RM-ACNR-1

\$59 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Awty Kondiler Boyun Ekartörü	22 cm toplam uzunluk, kavisli kondiler uç	\$59
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Awty Kondiler Boyun Ekartörü, mandibula kondiler boynu ve subkondiler bölgesinin güvenli ve stabil bir şekilde eksize edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Çıkan ramusun posterior kenarının arkasına güvenli bir şekilde oturan anatomik olarak kavisli bir çalışma ucuyla tasarlanan bu alet, fasiyal sinir dallarını ve internal maksiller damarları osilasyonlu testerelemlerden ve döner frezlerden korur.

Derin alan oral ve maksillofasiyal erişim için tasarlanan bu Awty Kondiler Boyun Ekartörü konfigürasyonu, 22 cm'lik toplam uzunluğu ile asistanın ellerini cerrahın çalışma alanının dışında tutar. Gelişmiş ergonomik sapı, dokusal tutuşu optimize eden konfor artırıcı konturlara sahiptir, üstün kontrol sunar ve uzun süreli ortognatik osteotomiler sırasında manuel yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker, Awty Kondiler Boyun Ekartörünü hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; bu da ağız, çene ve plastik cerrahi kliniklerine travma rekonstrüksiyonu ve ramus cerrahisi için vazgeçilmez bir alet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest