



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Collin Hartmann en forma de S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Collin Hartmann en forma de S

SKU RM-CHSR-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Collin Hartmann en forma de S	16 cm de longitud total, extremos duales de 52×33 mm y 30×21 mm	\$29
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Collin Hartmann en forma de S es un retractor quirúrgico adaptable de doble extremo, diseñado para proporcionar un desplazamiento atraumático de tejidos blandos en una amplia gama de procedimientos generales, ginecológicos y reconstructivos. Diseñado con una curvatura ergonómica en forma de S, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos retraer capas de tejido desde múltiples ángulos sin obstruir el campo de trabajo del cirujano principal.

Construido para una utilidad procedimental dual, este modelo de Separador Collin Hartmann en forma de S presenta una longitud total de 16 cm (\$29) integrando dos extremos de trabajo distintos en un solo chasis. El extremo de superficie de trabajo grande mide 52 mm x 33 mm, optimizado para retraer paredes abdominales anchas, tejido adiposo y colgajos musculares. El extremo opuesto de superficie de trabajo pequeña mide 30 mm x 21 mm, diseñado para incisiones más pequeñas, campos pediátricos y contornos anatómicos finos.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador Collin Hartmann en forma de S en estado no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y completa fiabilidad clínica para quirófanos de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)