



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Самоудерживающийся ретрактор Carpal Tunnel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Самоудерживающийся ретрактор Carpal Tunnel

SKU RM-CTSRR-1

\$144 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Самоудерживающийся ретрактор Carpal Tunnel	Длина 4 ¼" (10.79 cm), тупые зубцы, реечный замок	\$144
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$144

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоудерживающийся ретрактор Carpal Tunnel — это прецизионный инструмент для кистевой и микрохирургии, специально разработанный для атравматичного расширения краев раны при операциях по поводу синдрома запястного канала. Удерживая кожные лоскуты ладони и подкожно-жировую клетчатку под стабильным механическим натяжением, этот инструмент создает беспрепятственное поле зрения над удерживателем сгибателей, исключая утомляемость ассистента.

Разработанный специально для ограниченной анатомии кисти и запястья, данный ретрактор Carpal Tunnel имеет компактную общую длину 4 ¼-дюйма (10.79 cm) (\$144). Рабочие части оснащены гладкими тупоконечными зубцами, предназначенными для безопасного смещения поверхностных мягких тканей без риска прокола срединного нерва, его возвратной двигательной ветви или поверхностных ладонных сосудистых арок. Интегрированный реечный замок предотвращает случайное смещение во время деликатного разделения связок.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит самоудерживающийся ретрактор Carpal Tunnel в строгом соответствии с клиническими допусками, обеспечивая плавный ход кремальеры, эргономичность рычагов и полную совместимость с автоклавированием для центров пластической, кистевой и ортопедической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest