



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Esplâncnico Harrington com Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Esplâncnico Harrington com Fibra Óptica

SKU RM-HSR-FO-1

\$189 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDA DE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	Lâmina de 127 × 62 mm, feixe de luz, canal de sucção-irrigação — 1
1	Encaixe Universal para Cabo de Luz	Conecta-se a cabos de fibra óptica padrão de centro cirúrgico — 1
1	Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte padrão — 1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Esplâncnico Harrington com Fibra Óptica é um instrumento cirúrgico iluminado de alto desempenho, projetado especificamente para combinar o deslocamento visceral atraumático amplo com iluminação óptica direta e gerenciamento ativo de fluidos em espaços operatórios profundos. Ao integrar um canal de fibra óptica de alta transmissão e um canal contínuo de sucção-irrigação ao longo de sua lâmina 'sweetheart', este afastador elimina recessos escuros e evacua fluidos acumulados simultaneamente.

Projetado para maximizar a visibilidade da cavidade durante extensas disseções abdominais e pélvicas, esta configuração do Afastador Esplâncnico Harrington com Fibra Óptica apresenta uma lâmina com dimensões padronizadas de 127 mm de comprimento por 62 mm de largura (\$189). Sua pá distal em formato de coração e superfície lisa protege tecidos frágeis do fígado, baço e intestinos contra compressão localizada. O sistema de tubo de sucção-irrigação integrado remove sangue e fumaça eletrocirúrgica instantaneamente, enquanto o conector de luz universal é compatível com cabos de luz hospitalares padrão (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e fibras de vidro óptico de alta transmissão com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Esplâncnico Harrington com Fibra Óptica seguindo rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta

durabilidade, transmissão óptica e total resistência à autoclavação para centros cirúrgicos gerais, urológicos e ginecológicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)