



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sailer Weichteilretraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sailer Weichteilretractor

SKU RM-SSTR-15-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klein — 15 cm, 7×25 mm Blatt	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standard — 15 cm, 10×35 mm Blatt	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Mittel-Groß — 15 cm, 12×55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Groß — 15 cm, 14×70 mm Blatt	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16×80 mm Blatt	RM-SSTR-15-1-5	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sailer Weichteilretractor ist ein essentielles Instrument für die Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie sowie die plastische Gesichtschirurgie, das speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Weichgewebe in engen Operationsfeldern entwickelt wurde. Mit seinem ultra-glatten, gebogenen Arbeitsende ermöglicht dieses Instrument das saubere Abhalten von Schleimhauträndern, Wangen und Periostlappen von Knochenfräsern und Osteotomen, ohne lokale Kontusionen oder Einrisse zu verursachen.

Konzipiert für häufige Autoklavierzyklen und mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Defekte ausgestattet, weist diese Konfiguration des Sailer Weichteilretractors eine Gesamtlänge von 15 cm (\$44) auf – optimiert für das Manövrieren in begrenzten Räumen. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verhindert die einendige, glatte Klingenkongfiguration unnötige Traumata bei der Manipulation von Weichgewebe. Sein ergonomischer Flachgriff bietet dem Operationsassistenten auch bei längeren Eingriffen einen stabilen manuellen Hebel.

Retractor Maker fertigt den Sailer Weichteilretraktor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standzuhalten. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für die Oralchirurgie, Implantologie und MKG-Zentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest