



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Rollet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Rollet

SKU RM-RLR-5IN-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Estándar — 13 cm, 4 dientes agudos, punta de 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Grande — 13.5 cm, 4 romos, punta de 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Rollet es un retractor manual tipo rastrillo especializado, diseñado específicamente para proporcionar una elevación precisa y antideslizante de colgajos cutáneos y retracción de tejidos blandos en procedimientos delicados de oftalmología, cirugía plástica facial y reconstructiva. Diseñado con dientes ganchudos finamente afilados, este instrumento permite a los cirujanos sujetar las capas cutáneas y subcutáneas de forma segura sin deslizarse ni aplastar los tejidos marginales frágiles.

Clasificado dentro de los ganchos y separadores manuales de grado quirúrgico, esta configuración del Separador Rollet presenta una longitud total de 5 pulgadas (13 cm, \$39). Forjado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento está construido para resistir los rigores de la esterilización frecuente en autoclave, ofreciendo una garantía de por vida contra la oxidación. El perfil de los dientes incorpora una disposición de 4 dientes agudos optimizada para el enganche de tejidos sin deslizamiento en planos fasciales densos y periostio. Su mango ergonómico delgado garantiza un control fino con la punta de los dedos.

Con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Rollet para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de cirugía oftálmica, plástica y reconstructiva de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest