



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Richardson с эргономичной
рукояткой

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Richardson с эргономичной рукояткой

SKU RM-RRGH-1

\$64 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Полая рукоятка, типа Lamb или облегченная	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Полая рукоятка, рукоятка Lamb или облегченная	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Полая рукоятка, рукоятка Lamb или облегченная	RM-RRGH-1-3	\$74

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Richardson Retractor Grip Handle представляет собой усовершенствованную эргономичную версию классического абдоминального ретрактора, разработанную специально для разведения глубоких слоев мышц при снижении нагрузки на кисть хирурга во время крупных открытых операций. Удлиненное вогнутое лезвие, расположенное под прямым углом и заканчивающееся мягкой удерживающей губкой, позволяет ассистентам прикладывать постоянное контр-тяжение на плотных брюшных стенках и висцеральных плоскостях без соскальзывания.

Серия Richardson Retractor Grip Handle обладает высокой устойчивостью к многократной автоклавной стерилизации и коррозии, предлагая три варианта длины: 9 ½" (24.13 cm, \$64), 10" (25.40 cm, \$69) и 11" (27.94 cm, \$74). Инструменты изготовлены вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Доступны три профиля рукояток: Hollow Grip (полая рукоятка для облегчения веса), Lamb Handle (эргономичная форма для надежного упора ладони) или Lightweight Grip. Сбалансированный корпус обеспечивает ассистентам эффективный рычаг без усталости.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит Richardson Retractor Grip Handle для работы в условиях высоких механических нагрузок, обеспечивая общую хирургию,

гинекологию и ортопедию по всему миру надежными, коррозионнотойкими и долговечными инструментами.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest