



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Кондиллярный ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Кондилярный ретрактор

SKU RM-CONDR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Кондилярный ретрактор — незаменимый хирургический инструмент для челюстно-лицевой хирургии, разработанный специально для обеспечения безопасного и нескользящего доступа к мыщелку и подмышечковой шейке нижней челюсти в ходе ортогнатических операций и лечения травм. Благодаря конструкции, позволяющей надежно фиксировать инструмент за задним краем восходящей ветви челюсти, он позволяет хирургу смещать плотные крыловидно-массетерные ткани, защищая при этом важные сосудисто-нервные структуры.

Созданный для глубокого внутриротового доступа, данный ретрактор Condyle Retractor имеет общую длину 21 см, что обеспечивает максимальный охват и существенно снижает нагрузку на ассистента при длительных операциях. Инструмент выпускается с двумя вариантами размеров лезвия: 8 мм × 27 мм (\$44) и 10 мм × 44 мм (\$49). Его рабочая часть снабжена специальными перекрестными насечками, которые обеспечивают улучшенный захват скользких надкостничных тканей, гарантируя стабильную противотягу без случайного соскальзывания с кортикального края кости.

Изготовленный компанией Retractor Maker из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, этот кондилярный ретрактор выдерживает многократные циклы больничной стерилизации. Он обеспечивает челюстно-лицевым и пластическим хирургам во всем мире превосходный эргономический баланс, высокую коррозионную стойкость и полную долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)