



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Влагалищное зеркало-подъемник Sims

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Влагалищное зеркало-подъемник Sims

SKU RM-SVR-19-1

\$91 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
63.5 mm × 25 mm — Полированный или вороненый	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Полированный или вороненый (Ebonized)	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Полированный или Вороненый	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Полированный или Вороненый	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Полированный или Вороненый	RM-SVR-19-1-5	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Влагалищное зеркало-подъемник Sims является базовым инструментом для гинекологических и реконструктивных операций на тазовом дне, разработанным специально для безопасного атравматичного смещения стенок влагалища. Асимметричная двухсторонняя конструкция с двумя Г-образными желобоватыми ложками разной длины, направленными в одну сторону, позволяет вводить один конец глубоко в свод влагалища, в то время как противоположный конец служит эргономичной рукояткой для ручной тракции.

Данное зеркало Sims, на которое предоставляется пожизненная гарантия от ржавчины и дефектов, имеет общую длину 19 см. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали высшего качества и предлагается в двух вариантах покрытия: стандартная полированная Высококачественная

нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная) для рутинных процедур или нерефлекторное эбенизированное покрытие, оптимизированное для безбликовых лазерных хирургических систем. Доступно пять размеров рабочих ложек: 63.5 mm × 25 mm (\$91), 76 mm × 32 mm (\$93), 82.5 mm × 32 mm (\$95), 82.5 mm × 38 mm (\$97) и 89 mm × 41 mm (\$99). Гладкие закругленные края ложек защищают складки слизистой оболочки от повреждений.

Изготовленное с исключительной точностью компанией Retractor Maker, зеркало Sims выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая родильные залы, гинекологические отделения и клиники женского здоровья непревзойденной долговечностью, коррозионной стойкостью и полной клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest