



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cushing Ven Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cushing Ven Ekartörü

SKU RM-CVR-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (yaklaşık 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (yaklaşık 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (yakl. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (yaklaşık 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cushing Vein Retractor, hassas kan damarlarının, venöz pleksusların ve periferik sinir gövdelerinin güvenli ve travmatik olmayan ekarte edilmesi için özel olarak tasarlanmış temel bir el tipi vasküler ve nöroşirürji ekartörüdür. Nazıkçe kavisli ve cilalı distal ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahların vasküler yapılara fokal intimal travma veya spazm neden olmadan müdahale etmesine ve mobilize etmesine olanak tanır.

Sığ ve derin anatomik alanlardaki tüm prosedürlere tam uyum sağlamak için üretilen Cushing Vein Retractor serisi, yedi farklı toplam uzunluk seçeneği sunar: 20.3 cm (\$49), 22.8 cm (\$52), 24.2 cm (\$55), 25.5 cm (\$58), 30.5 cm (\$61), 35.5 cm (\$64) ve derin cerrahi sahalara olağanüstü erişim sağlayan 40.0 cm (\$67). Seri; 8, 10, 12, 13, 14, 16 ve 18 mm olmak üzere yedi farklı uç genişliğinin yanı sıra alet ağırlığını azaltmak ve kavrama stabilitesini optimize etmek için tasarlanmış Düz, Kare veya Pencereci sap tasarımlarıyla sunulmaktadır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde işlenen bu ürün, Retractor Maker tarafından katı klinik standartlara göre üretilmektedir. Dünya çapındaki kardiyovasküler, ortopedik ve nöroşirürji üniteleri için yüksek korozyon direnci, sağlam yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest