



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Posterior Spinal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU RM-BPSR-1

\$2,399 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativ (Field Post)	12" (30.5 cm)
1	Kupplung (Post Coupler)	Standard
1	Horizontale Stange	1" Durchmesser (2.5 cm)
6	Standard-Rätschen	Nicht neigbar
4	Kipp-Rätschen	Mehrwinklig
1	Halbkreis-Ringsegmente	8½" Durchmesser (21.6 cm)
1	Gerades Ringsegment	4" Durchmesser (10.2 cm)
1	Gerades Ringsegment	6" Durchmesser (15.2 cm)
1	Gerades Ringsegment	8" Durchmesser (20.3 cm)
2	Meyerding-Valven	⅔" × 2⅓" (1.7 × 5.9 cm)
2	Meyerding-Valven	1" × 3⅓" (2.5 × 8.5 cm)
2	Meyerding-Valven	2" × 3¾" (5.1 × 9.5 cm)
2	Scoville-Haken	Klein
2	Scoville-Haken	Groß

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	3-zinkige Rechen	$\frac{2}{3}$ " breit $\times$ $\frac{3}{4}$ " tief (1.7 $\times$ 1.9 cm)
2	4-zinkige Rechen	$\frac{3}{4}$ " breit $\times$ $\frac{1}{3}$ " tief (1.9 $\times$ 0.8 cm)
2	6-zinkige Rechen	1" breit $\times$ $\frac{1}{3}$ " tief (2.5 $\times$ 0.8 cm)
1	Sterilisationscontainer	Schutzgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bookwalter Posterior Spinal Retractor ist ein tischmontiertes, selbsthaltendes Retraktorsystem, das für eine stabile, freihändige chirurgische Exposition bei posterioren Zugängen zur Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule entwickelt wurde. Das System wird mit einem 12" (30.5 cm) Stativ, einer Standard-Kupplung und einer horizontalen Haltestange mit 1" (2.5 cm) Durchmesser am Operationstisch befestigt.

Der Arbeitsrahmen ist modular aufgebaut. Ein 8½" (21.6 cm) Halbkreis-Ringsegment lässt sich mit 4", 6" und 8" geraden Ringsegmenten kombinieren, sodass der Rahmen exakt an die Länge und Breite der Inzision angepasst werden kann. Sechs Standard-Rätschen ohne Neigung und vier mehrwinklige Kipp-Rätschen fixieren die Valven am Rahmen und ermöglichen eine unabhängige Einstellung von Winkel und Retraktionstiefe.

Das enthaltene Instrumentarium deckt ein breites Spektrum ab: Meyerding-Valven in den Größen $\frac{2}{3}$ " $\times$ 2½", 1" $\times$ 3½" und 2" $\times$ 3¾", kleine und große Scoville-Haken sowie 3-, 4- und 6-zinkige Rechen. Alle Komponenten sind aus unmagnetischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und werden in einem speziellen Sterilisationscontainer geliefert.

Der Bookwalter Posterior Spinal Retractor wird unsteril geliefert, ist wiederverwendbar und voll autoklavierbar. Er muss vor dem Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Retractor Maker fertigt und liefert dieses Set direkt aus Sialkot, Pakistan.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest