



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Henner Endaural Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Henner Endaural Retractor

**SKU** RM-HER-475-1

**\$189 USD**

## VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION                | SKU / DETAILS  | PREIS (USD) |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| 4 1/2 in (11.4 cm)             | RM-HER-475-1-1 | \$179       |
| 4 3/4 in (12.06 cm) — Standard | RM-HER-475-1-2 | \$189       |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Henner Endaural Retractor ist ein international anerkannter otologischer chirurgischer Wundspreizer, der speziell entwickelt wurde, um einen ungehinderten, freihändigen Zugang zum äußeren Gehörgang, zum Trommelfell und zu den Mittelohrstrukturen bei endauralen Eingriffen zu ermöglichen. Mit einer anatomischen Krümmung konzipiert, spreizt dieser Retraktor Gehörgangs-Inzisionen sauber auf, ohne die mikroskopische Sichtlinie zu beeinträchtigen oder empfindliche Mikroinstrumente zu behindern.

Konzipiert für den engen anatomischen Zugang in begrenzten otologischen Korridoren, weist diese Konfiguration des Henner Endaural Retractor eine Gesamtlänge von 4 ¾ Zoll (12.06 cm, \$189) auf. Das Griffdesign umfasst einen ergonomisch konturierten Rahmen, der für einen festen, sicheren Griff ausgelegt ist, um die Ermüdung der Chirurgenhand bei längeren Eingriffen zu minimieren. Die präzise gefertigte mechanische Sperre hält eine konstante, rutschfeste Gewebe-Gegentraktion aufrecht und gewährleistet so unerschütterliche Stabilität bei empfindlichen Ossikuloplastiken oder Tympanoplastik-Dissektionen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Henner Endaural Retractor nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und laterale Schädelbasischirurgie weltweit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest