



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Henly Retractor Frame

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Henly Retractor Frame

SKU RM-HRF-6CM-1

\$124 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Henly Retractor Frame	6 cm açılma kapasitesi, parmak halkalı cırcırlı şasi, merkez uç yuvası	\$124
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$124

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Henly Retractor Frame, vasküler, genel ve ortopedik prosedürler sırasında güvenilir, çok yönlü yumuşak doku ekarte sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir kendinden tutmalı cerrahi ekartör şasisidir. Modüler yan ve merkez uç eklentilerini barındırmak üzere üretilen bu mekanik iskelet, cerrahların asistan eline ihtiyaç duymadan standart iki kollu lateral açılmayı kapsamlı bir üç yönlü operatif erişime dönüştürmesine olanak tanır.

Klinik çerçeve standartlarına göre üretilen bu Henly Retractor Frame konfigürasyonu, değişken yara boyutlarına uyum sağlayan 6 cm (60 mm toplam kol ayrılma genişliği, \$124) maksimum yayılma kapasitesine sahiptir. Tutamak tertibatı, ekarte gerilimini otomatik olarak sürdüren yerleşik çok pozisyonlu kilitleme cırcır dişlilerine sahip çift parmak halkalı bir düzene sahiptir. Entegre merkez çapraz çubuk, hassas vasküler diseksiyonlar boyunca rijit stabilite sağlayan değiştirilebilir merkez uçları barındırır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker, Henly Retractor Frame modelini yüksek korozyon direnci, pürüzsüz mekanik dişli takibi ve dünya çapındaki ameliyathaneler için tam otoklav dayanıklılığı sağlayarak tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest