



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Rinoplastia Gruber

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Rinoplastia Gruber

SKU RM-GRR-NOSE-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador para Rinoplastia Gruber	Diseño de ganchos dobles de 10 mm de ancho, mango plano — 1	\$89
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Rinoplastia Gruber es un instrumento especializado para rinoplastia y cirugía plástica facial, diseñado específicamente para proporcionar una deflexión cutánea segura y antideslizante sobre tejidos nasales delicados. Diseñado para movilizar la envoltura cutánea nasal y los cartílagos laterales inferiores, este separador permite a los cirujanos mantener una visualización quirúrgica limpia del tabique caudal y la estructura de la punta nasal.

Fabricado para optimizar la deflexión de la piel sobre tejidos nasales críticos, esta configuración del Separador para Rinoplastia Gruber cuenta con un diseño dedicado de ganchos dobles de 10 mm de ancho (\$89). La configuración de la punta incorpora ganchos dobles ergonómicos optimizados para sujetar colgajos nasales sin esfuerzo, evitando perforaciones dérmicas localizadas o compromiso vascular. Su mango delgado y equilibrado proporciona al cirujano una sensibilidad táctil refinada y un apalancamiento manual sin fatiga durante remodelaciones nasales intrincadas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico premium con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador para Rinoplastia Gruber bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para clínicas de cirugía estética, otorrinolaringología y plástica facial en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest