



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Deep Gelpi Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Deep Gelpi Retractor

SKU RM-DGR-SERIES-1

\$68 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
3 ½" – 4 ½" — 鋭, 鈍, 角度付鋭, 90°, 直角 — 浅部小手術、手外科、小児用術野展開	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 ½" – 6 ¾" — 鋭, 鈍, 鋭曲, 90°, 直角 — 中間軟部組織・形成外科・頸部アプローチ用	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 ½" – 7 ¾" — 鋭、鈍、アングル鋭、90°、直角 — 標準的な腰椎椎弓切除術および関節圧排用	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 ¼" – 12" — 鋭、鈍、角度付鋭、90°、直角 — 深部骨盤腔、肥満外科、多椎間脊椎固定術用	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94

製品詳細

Deep Gelpi Retractorは、幅広い外科領域において様々な深さで信頼性の高い組織牽引を提供するために設計された、不可欠な自動開創器です。創縁にしっかりと固定される外向きの先端爪を備えており、アシスタントの疲労を軽減しながら、広範囲な術野展開を可能にします。

あらゆる解剖学的深度と臨床シナリオに対応できるよう、Deep Gelpi Retractorシリーズは豊富なカスタマイズオプションを備えています。全長は3 ½" (\$68)、4 ½" (\$72)、5 ½" (\$76)、6 ½" (\$74)、6 ¾" (\$80)、7 ½" (\$84)、7 ¾" (\$88)、9 ¼" (\$94)、11" (\$102)、12" (\$109)の10種類から選択可能です。先端およびアームの形状は、鋭、鈍、鋭角、90度屈曲、直角アームから指定できます。精密な指輪型のラチェットキャッチにより、組織の張力下でも確実にロックされます。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、Retractor MakerはDeep Gelpi Retractorを製造しています。繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、優れた機械的剛性、スムーズなラチェット操作、そして長期にわたる耐久性を世界中の手術室に提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest