



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Meyerding Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширитель Meyerding Retractor

SKU RM-MDR-18-1

\$99 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Тупая рабочая часть	Общая длина: 18 см · Клиническая роль: Атравматичное смещение параспинальных мышц и удержание тканей · Цена (USD): \$99.00
1	Острая рабочая часть	Общая длина: 18 см · Клиническая роль: Надежная фиксация в плотных фасциях и местах прикрепления сухожилий · Цена (USD): \$99.00
1	Зубчатая рабочая часть	Общая длина: 18 см · Клиническая роль: Противоскользкая фиксация на дужках и границах фасеточных суставов · Цена (USD): \$99.00
1	Седловидная рабочая часть	Общая длина: 18 см · Клиническая роль: Контурное удержание мышечных пучков для доступа при декомпрессии · Цена (USD): \$99.00
1	Защитный чехол / Коробка	Общая длина: Стандартная транспортная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Meyerding Retractor — это признанный во всем мире хирургический инструмент, разработанный специально для мощной и стабильной ретракции параспинальных мышц и мягких тканей при проведении ламинэктомии, дискэктомии и реконструкции суставов. Благодаря удлиненному изогнутому под прямым углом лезвию, этот инструмент позволяет ассистенту создавать значительное

ручное противотяжение против плотных мышечных пучков, обеспечивая беспрепятственный обзор дужек позвонков и остистых отростков.

Эта конфигурация Meyerding Retractor общей длиной 18 cm (\$99) рассчитана на высокие механические нагрузки. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса. Конструкция включает рукоятку с одним кольцом и эргономичный крючковидный профиль, что обеспечивает ассистенту превосходный рычаг и стабилизацию руки. Хирурги могут выбрать один из четырех типов профиля лезвия: тупое — для атравматичного смещения мышц, острое — для прочной фиксации в фасциях, зубчатое — для надежной опоры на костные кортикальные слои, или седловидное — для удержания краев параспинальных тканей.

Инструмент Retractor Maker имеет антибликовое сатиновое покрытие и выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая вертебрологическим центрам, нейрохирургическим операционным и отделениям травматологии по всему миру высокую жесткость конструкции, коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest