



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Morris simple

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur de Morris simple

SKU RM-MRSE-23-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Morris Retractor Single-Ended	Longueur totale 230 mm (23 cm), lame pleine en L, manche fenêtré	\$49
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Morris simple est un instrument fondamental de chirurgie générale, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une rétraction musculaire large lors d'interventions majeures abdominales, pelviennes et thoraciques. Doté d'une lame profonde à angle droit, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de maintenir les couches musculaires épaisses, le tissu adipeux et les viscères hors du champ opératoire de manière nette.

Conçu pour une portée profonde et un effet de levier mécanique important, cette configuration de l'écarteur de Morris simple présente une longueur totale de 230 mm (23 cm, \$49). Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de sa lame intègre une configuration pleine en forme de L à angle droit avec des bords de retenue arrondis qui préviennent les traumatismes des organes parenchymateux. Le manche intègre une structure à prise fenêtrée sur un châssis monobloc, ce qui réduit le poids de l'outil et garantit un contrôle manuel antidérapant lors de procédures de plusieurs heures.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Morris simple pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale pour les centres de chirurgie générale et gynécologique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest