



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mamário Epstein

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mamário Epstein

SKU RM-EBR-1

\$244 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
90 x 27 mm (C x L)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (C x L)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (C x L)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (C x L)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (C x L)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (C x L)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (C x L)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (C x L)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mamário Epstein é um instrumento de cirurgia mamária reconstrutiva e estética aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer elevação tecidual expansiva e visualização da bolsa durante a mamoplastia. Projetado com uma lâmina curva alongada que se afila até uma ponta distal lisa, este afastador permite que os cirurgiões dissequem e elevem o músculo peitoral maior e o parênquima mamário de forma limpa, estabelecendo um corredor cirúrgico desobstruído para a inserção da prótese.

Construída para acomodar diversas profundidades de bolsa mamária e abordagens cirúrgicas, esta série do Afastador Mamário Epstein apresenta um layout de cabo base único combinado com uma ampla gama de dez comprimentos e larguras de lâmina selecionáveis: 90 × 27 mm (\$244), 110 × 27 mm (\$249), 140 × 27 mm (\$254), 150 × 25 mm (\$259), 150 × 30 mm (\$264), 150 × 36 mm (\$269), 160 × 27 mm (\$274), 180 × 25 mm (\$279), 190 × 36 mm (\$284) e um alcance estendido de 220 × 27 mm (\$289). Seu cabo ergonômico oferece alavancagem manual livre de fadiga e equilíbrio ideal para os assistentes cirúrgicos.

Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento fosco acetinado anti-reflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mamário Epstein para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros de cirurgia mamária oncológica, estética e plástica em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)