



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Feler-Ducker

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Feler-Ducker

SKU RM-FDR-1

\$109 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Option A — 54×25 mm Gauche / 76×38 mm Droite	RM-FDR-1-1	\$109
Option B — 76×38 mm Gauche / 54×25 mm Droite	RM-FDR-1-2	\$109

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Feler-Ducker est un instrument neurochirurgical et rachidien spécialisé, conçu pour offrir un accès opératoire stable et sans aide manuelle lors des décompressions vertébrales postérieures, des laminectomies et de la pose d'électrodes de stimulation médullaire. Conçu avec des valves asymétriques épousant les contours irréguliers des tissus paraspinal, cet instrument maintient les muscles denses à l'écart sans créer de pression tissulaire localisée excessive.

Optimisé pour un dégagement anatomique précis, cette configuration de l'écarteur Feler-Ducker présente une longueur totale uniforme de 15.3 cm (\$109). Les chirurgiens peuvent choisir entre deux combinaisons asymétriques gauche/droite : 54 mm × 25 mm à gauche combiné avec 76 mm × 38 mm à droite, ou 76 mm × 38 mm à gauche combiné avec 54 mm × 25 mm à droite, avec des séries de production standard référençant également des formats isolés de 50 mm × 10 mm et 70 mm × 10 mm. La crémaillère mécanique intégrée maintient une contre-traction continue, éliminant la fatigue de l'assistant.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Feler-Ducker selon des tolérances cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, un mouvement de crémaillère fluide et une durabilité totale en autoclave pour les blocs opératoires de chirurgie rachidienne du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest