



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Атравматичный ретрактор Leriche
Retractor-Atraumatic Wide Blade

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Атравматичный ретрактор Leriche Retractor- Atraumatic Wide Blade

SKU RM-LRAW-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
и 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade — это высококлассный хирургический инструмент для глубоких полостей, разработанный специально для широкого и нетравматичного смещения мягких тканей и внутренних органов во время крупных абдоминальных, тазовых и торакальных операций. Широкое, плавно изогнутое лезвие в форме шпателя равномерно распределяет мануальную контртракцию по внутренним органам и толстым мышечным стенкам, не вызывая локального ишемического некроза.

Созданный для надежного освобождения глубоких операционных полей, Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade изготавливается вручную из высококачественной немецкой хирургической нержавеющей стали и доступен в двух вариантах длины: 25.5 cm (\$94) и 27 cm (\$99). Хирурги могут выбрать одну из двух ширин рабочей части: 45 mm для стандартных лапаротомий или расширенную лопатку 60 mm для удержания крупных внутренних органов. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистентам стабильный рычаг при длительных открытых операциях.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade с расчетом на высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая исключительную долговечность и коррозионную стойкость для центров общей и гинекологической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest