



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Biggs Mammoplasty Retractor standard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs Mammaplasty Retractor standard

SKU RM-BMRS-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Biggs Mammaplasty Retractor standard	8" (20.3 cm) Länge, 50.0 mm breites Blatt	\$69
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Biggs Mammaplasty Retractor standard ist ein unverzichtbares chirurgisches Instrument, das speziell für die breite, atraumatische Weichteilexposition bei ästhetischen und rekonstruktiven Brustoperationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem anatomisch geformten Blatt, das sich reibungslos unter Parenchymgewebelappen anpasst, ermöglicht dieses Instrument chirurgischen Teams eine expansive Taschenanhebung bei gleichzeitiger Minimierung der Ermüdung des Assistenten.

Diese Konfiguration des Biggs Mammaplasty Retractor standard ist auf optimalen Gewebeabstand ausgelegt und verfügt über eine Gesamtlänge von 8" (20.3 cm) und ein 50.0 mm verbreitertes Blattprofil. Die breite Kontaktfläche verteilt den mechanischen Gegenzug gleichmäßig über Drüsen- und Muskelebenen, wodurch lokale Gewebequetschungen oder Einrisse bei der Schaffung subpektoraler Taschen verhindert werden. Der ergonomische Flachgriff sorgt für eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung während längerer Dissektionen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Biggs Mammaplasty Retractor standard für die Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus, um plastischen und rekonstruktiven Brustchirurgen weltweit hohe Langlebigkeit und chirurgische Präzision zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest