



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hasson en S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Hasson en S

SKU RM-HSR-LAP-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Diseño rígido — 10.0 mm o 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Diseño maleable — 10.0 mm o 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Hasson en S es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una exposición fascial segura y atraumática, así como la elevación de la pared abdominal durante la técnica laparoscópica de abordaje abierto (Hasson). Diseñado con una arquitectura de doble extremo en forma de S, este separador permite a los cirujanos laparoscopistas elevar los márgenes de la fascia umbilical de manera limpia, proporcionando visualización directa para una entrada peritoneal segura sin riesgo de lesiones intestinales.

Fabricado para ofrecer versatilidad clínica, este modelo de separador Hasson en S mantiene una longitud total fija de 18.5 cm. El instrumento ofrece perfiles de materiales personalizables: un diseño maleable (\$44) que permite el modelado intraoperatorio a medida para adaptarse a los contornos únicos del paciente, y un diseño rígido (\$24) que proporciona la máxima resistencia estructural contra capas de tejido densas. Ambos perfiles de material están disponibles en anchos de hoja de 10.0 mm y 13.0 mm con bordes romos atraumáticos que protegen el peritoneo delicado.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker produce el separador Hasson en S para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía laparoscópica y general de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest