



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hoyos Retractor System

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hoyos Retractor System

SKU RM-HRS-1

\$1,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Hoyos Distal Retractor Short	切開部に近い部位へのアクセスに適した短長の遠位牽引ブレード
1	Hoyos Distal Retractor Long	より深い組織への到達に適した長尺の遠位牽引ブレード
1	Hoyos Proximal Retractor Long	近位境界の挙上のための長尺の近位牽引ブレードコンポーネント
1	Remora Retractor	滑りを抑えるように設計された特殊なトラクションリトラクターブレード
1	Interlocking Support Rod	リトラクターアームをメインのオーバーヘッドフレームワークに接続するロッド
1	Table Clamp for Hoyos Retractor System	垂直ポストを手術台のレールに固定するクランプ
1	Hoyos Horizontal Extension Bar	フレームワークを術野の上で水平方向に延長するバー
1	Hoyos Vertical Post	マウントフレームを支える主要な垂直支柱

製品詳細

Hoyos Retractor Systemは、高度な美容外科および再建形成外科における厳しい軟部組織の術野確保の要件を満たすよう設計された、最高級のテーブルマウント式開創器プラットフォームです。手術台のサイドレールに強固に固定することで、手動による牽引の疲労を排除し、広範囲な腹部やボディーコントゥアリング手術において、手術チームが対称的で継続的な皮弁挙上を維持することを可能にします。

現代の美容外科手術に特化して設計されたHoyos Retractor Systemは、テーブルクランプ、垂直ポスト、水平延長バー、インターロッキング・サポートロッドを含む8点のモジュール式フレームワークで構成されています。リトラクターの種類には、ショート遠位リトラクター、ロング遠位リトラクター、ロング近位リトラクター、そして組織壊死を起こさずに皮下脂肪組織や筋膜面を確実にグリップするよう設計された特殊な滑り止め付きRemoraリトラクターブレードが含まれます。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高強度合金を使用し、光の反射を抑えたサテン仕上げで加工されています。Retractor Makerは、Hoyos Retractor System一式を、非滅菌状態で高耐久アルミニウム製滅菌コンテナに収納して提供し、迅速なターンオーバーと最大限の術中精度を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest