



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Senn à poignée en T

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Senn à poignée en T

SKU RM-STHR-45-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Senn à poignée en T	Longueur 4.5" (11.43 cm), griffes multiples (mousses ou pointues), poignée en T	\$54
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Senn à poignée en T est un écarteur à griffes manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir un levier de traction supérieur et un déplacement sans glissement des tissus mous lors d'interventions de chirurgie plastique, de la main et d'orthopédie mineure. Doté d'une poignée transversale ergonomique en T, cet instrument permet aux assistants opératoires d'appliquer une contre-traction soutenue avec une prise palmaire naturelle, évitant ainsi la fatigue et les tensions digitales lors de dissections délicates.

Construit pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en restant hautement résistant à la corrosion, cette configuration de l'écarteur Senn à poignée en T présente une longueur totale de 4.5 inches (11.43 cm, \$54). Forgée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de la partie travaillante comprend des griffes recourbées vers l'intérieur disposées en râteau pour assurer un retrait tissulaire efficace sans glisser sur les marges fibreuses denses. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux styles de pointes : des griffes mousses pour une manipulation sûre des tissus mous minimisant les traumatismes, ou des griffes pointues pour une fixation ferme et sans glissement sur les couches tissulaires robustes.

Doté d'une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Senn à poignée en T selon des tolérances cliniques strictes, offrant une résistance élevée à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les services de traumatologie de la main, les centres de chirurgie

esthétique et les cliniques chirurgicales ambulatoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest