



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Calcar Femoral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Separador de Calcar Femoral

SKU RM-FCR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Calcar Femoral	Ancho de punta de 25 mm, profundidad de 5.08 cm (2"), mango de anillo	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Calcar Femoral es un instrumento quirúrgico ortopédico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una exposición clara y estable del cuello femoral medial y del calcar durante la artroplastia total de cadera y la resección de la cabeza femoral. Diseñado para engancharse sobre el calcar femoral, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos separar de forma segura el colgajo capsular medial y la musculatura aductora circundante de las escofinas femorales.

Construido para una exposición óptima del espacio articular, esta configuración del Separador de Calcar Femoral (\$44) cuenta con una punta de hoja estandarizada de 25 mm de ancho combinada con una profundidad de 5.08 cm (2 pulgadas). La punta distal curva está contorneada para envolver suavemente la corteza ósea del calcar, proporcionando una estabilidad de contratracción excepcional sin deslizarse hacia la zona vascular obturatriz. Su mango incorpora un extremo de anillo liso ergonómico que proporciona un agarre manual seguro y reduce la fatiga de la mano durante la preparación femoral continua.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador de Calcar Femoral para soportar un alto torque mecánico y repetidos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los cirujanos de reemplazo articular ortopédico en todo el mundo una durabilidad clínica y precisión inquebrantables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest