



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Wullstein Weitlaner 開創器（自動式）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wullstein Weitlaner 開創器（自動式）

SKU RM-WWSRR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
コンパクト (4", 4 ¼", 4 ½") — 直 / 曲; 2×2 または 2×3 爪	RM-WWSRR-1-1	\$44
中型 (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — 直 / 曲; 2×3, 3×3, or 3×4 prongs	RM-WWSRR-1-2	\$59
ロング (8", 9 ½", 10") — 直 / 曲; 3×3 or 3×4 prongs	RM-WWSRR-1-3	\$79

製品詳細

Wullstein Weitlaner 開創器（自動式）は、狭小な手術領域において信頼性の高いハンズフリーの軟部組織および骨膜開創を提供するために設計された、国際的に高く評価されている自動式開創器です。外側に湾曲したマルチプロングジョーと統合された機械式ラチェットロックにより、対向する創縁に一定かつ校正されたカウンタートラクションを維持し、助手の疲労を解消すると同時に、手術顕微鏡下での広い視界を確保します。

頻繁な滅菌およびオートクレーブプロトコルに耐えるように構築されたこの Wullstein Weitlaner 開創器（自動式）シリーズは、4" (\$44), 4 ¼" (\$49), 4 ½" (\$54), 5 ⅛" (\$59), 5.5" (\$64), 6" (\$69), 6 ½" (\$74), 8" (\$79), 9 ½" (\$84), 10" (\$89) の 10 種類の全長にわたる広範なサイズマトリックスを特徴としています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、直（Straight）または曲（Curved）のジョープロファイルと、2×2、2×3、3×3、または 3×4 の爪密度オプションを組み合わせて提供されます。外科医は、敏感な血管経路の近くで安全かつ非侵襲的な開創に最適化された「鈍（Blunt）」チップ、またはより強固な皮膚や筋膜層に対して滑りにくい確実な把持を提供する「鋭（Sharp）」チップを選択できます。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker は、厳格な臨床基準を維持するために Wullstein Weitlaner 開創器（自動式）を製造しており、世界中の耳鼻咽喉科、脳神経外科手術室、形成再建クリニックに優れた耐食性、機械的安定性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest