



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Biggs Mammoplasty Retractor narrow (узкий)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор Biggs Mammoplasty Retractor narrow (узкий)

SKU RM-BMRN-1

\$89 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Biggs Mammoplasty Retractor narrow	Длина 6" (15.2 cm), узкое изогнутое лезвие 3 cm	\$89
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Biggs Mammoplasty Retractor narrow является незаменимым ручным инструментом для пластической хирургии, разработанным специально для обеспечения четкой атравматичной экспозиции мягких тканей во время эстетических и реконструктивных операций на молочной железе. Благодаря анатомическому профилю инструмент позволяет хирургам приподнимать паренхиматозные и мышечные лоскуты с оптимальным рычагом, минимизируя нагрузку при противодействии.

Данная модель Biggs Mammoplasty Retractor narrow, предназначенная для прецизионного формирования кармана, имеет общую длину 6" (15.2 cm) и компактное лезвие шириной 3 cm. Сильно изогнутый стержень плавно обходит анатомические изгибы груди, обеспечивая хирургу беспрепятственный обзор глубоких субпекторальных и субглангулярных пространств без риска раздавливания или разрыва мягких тканей.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker производит Biggs Mammoplasty Retractor narrow с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая хирургам превосходный эргономический баланс, коррозионную стойкость и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest