



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Mollison Anterior Pillar Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mollison Anterior Pillar Retractor

SKU RM-MAPR-22-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Mollison Anterior Pillar Retractor	22 cm Gesamtlänge, zwei 10 mm schmale Valven, abgewinkelter Griff	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Mollison Anterior Pillar Retractor ist ein unverzichtbarer chirurgischer Wundhaken für die HNO-Heilkunde, der speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung des Arcus palatoglossus und des vorderen Gaumenbogens bei Tonsillektomien und oralen Eingriffen entwickelt wurde. Durch seine abgewinkelte Arbeitskonfiguration ermöglicht dieser Retractor dem HNO-Chirurgen ein sauberes Verdrängen der Schleimhautränder und schafft so einen freien Sichtkorridor zum Tonsillenbett für die Dissektion und Hämostase.

Diese Konfiguration des Mollison Anterior Pillar Retractor ist auf maximale Präzision und geringe Ermüdung der Hand ausgelegt und weist eine Gesamtlänge von 22 cm auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über zwei 10 mm schmale Valven, die mit abgerundeten atraumatischen Rändern versehen sind, um Schleimhautrisse zu vermeiden. Die leichte, abgewinkelte Mittelgriffbaugruppe bietet dem chirurgischen Personal eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung bei längeren operativen Eingriffen.

Geschmiedet mit einem blendfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker den Mollison Anterior Pillar Retractor so her, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er HNO-Operationssälen, ambulanten chirurgischen Kliniken und oralchirurgischen Zentren weltweit eine außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest