



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Harvey Jackson Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Harvey Jackson Otostatik Ekartör

SKU RM-HJSRR-1

\$229 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Harvey Jackson Otostatik Ekartör	28 cm toplam uzunluk, 45 x 32 mm çeneler, 3x3 keskin dişler — 1	\$229
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$229

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Harvey Jackson Otostatik Ekartör, derin spinal, ortopedik ve pelvik operasyonlar sırasında güçlü, eller serbest yumuşak doku ve kas retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış ağır hizmet tipi bir cerrahi ekartördür. Sağlam bir mekanik gövde ile tasarlanan bu alet, kalın kas planlarında geniş ve esnemeyen bir ekspozür sağlayarak kapsamlı kemik dekompresyonları sırasında asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Derin boşluklarda optimal yüzey alanı ekspozürü sağlamak üzere üretilen bu Harvey Jackson Otostatik Ekartör konfigürasyonu, 28 cm (\$229) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma çeneleri 45 mm derinlik ve 32 mm genişliktedir; yoğun fibröz fasya ve kas dokusuna güvenli bir şekilde ankraj sağlayan 3x3 dışa kavisli keskin diş yapısı içerir. Entegre çok pozisyonlu mekanik cırcır kilidi, hedeflenen doku karşı gerilimini otomatik olarak koruyarak uzun cerrahi prosedürler boyunca kazara kaymaları önler.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Harvey Jackson Otostatik Ekartör'ü ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu ürün, dünya çapındaki spinal, ortopedik ve nöroşirürji ameliyathanelerine olağanüstü dayanıklılık ve klinik stabilite sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest