



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores C Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores C Retractors

SKU RM-CR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os C Retractors são instrumentos cirúrgicos ortopédicos de alta precisão, projetados especificamente para fornecer alavancagem óssea potente e deslocamento de tecidos moles profundos durante reconstruções complexas de quadril e pelve. Com uma haste curva distinta e perfil de lâmina angulada, estes instrumentos permitem que os assistentes cirúrgicos afastem grandes massas musculares das margens ósseas, mantendo o corredor operatório livre de obstruções visuais.

Desenvolvida para acessos articulares exigentes, a série C Retractors é oferecida em dois comprimentos totais selecionáveis: 12 ½ polegadas (\$69) e uma versão estendida de 14 polegadas (\$74) para pacientes bariátricos ou corredores pélvicos profundos. A extremidade de trabalho apresenta uma lâmina de 22 mm de largura que termina em uma ponta romba redonda de 4 mm cuidadosamente polida. Esta geometria especializada permite que o cirurgião assente o afastador com segurança contra o córtex ósseo, proporcionando estabilidade excepcional de contra-tração sem perfurar estruturas vasculares adjacentes ou lacerar o periósteo.

Forjados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os C Retractors para suportar cargas mecânicas extremas e ciclos repetidos de autoclavagem hospitalar, proporcionando aos cirurgiões de substituição articular e trauma ortopédico durabilidade inabalável e controle tátil.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)