



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

S-образный двухсторонний ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



S-образный двухсторонний ретрактор

SKU RM-SSDER-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
10.0 cm (approx. 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm двухсторонний	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm двухсторонний	RM-SSDER-1-2	\$34

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

S-образный двухсторонний ретрактор является незаменимым ручным хирургическим инструментом, разработанным специально для бережного, нетравматичного смещения мягких тканей и обнажения краев ран при пластических, общих и ЛОР-операциях. Благодаря анатомическому S-образному корпусу с двойным изгибом, этот инструмент позволяет ассистенту обеспечивать стабильную контрретракцию, не перекрывая при этом прямую видимость операционного поля хирургу.

Инструмент рассчитан на частые циклы автоклавирования и имеет пожизненную гарантию от коррозии и дефектов. Серия S-образных двухсторонних ретракторов доступна в двух вариантах длины: 10 см (\$29) и 11.5 см (\$34). Изготовленные вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, рабочие лопатки имеют асимметричные размеры: 15 mm × 11 mm с одной стороны и 14 mm × 10 mm с другой. Плавные изгибы S-образной формы оптимизируют визуализацию, минимизируя повреждение локальных тканей и предотвращая появление зон ишемического давления.

Retractor Maker производит S-образные двухсторонние ретракторы с антибликовым матовым покрытием в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную жесткость и долговечность при автоклавировании для операционных залов больниц, амбулаторных хирургических центров и клиник косметической медицины по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest