



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mamário Bugge Takedown I.M.A

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mamário Bugge Takedown I.M.A

SKU RM-BTIMAR-499-1

\$499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Chassi do Afastador Bugge Takedown I.M.A	Trilho de elevação mecânica com expansão de 110 mm
1 Par	Lâminas Laterais Principais	Lâminas de elevação esternal contornadas de 40 mm x 100 mm
1 Conjunto	Lâminas de Trabalho Integradas	Conjunto de extremidade de trabalho estendido de 40 mm x 150 mm
1	Manga / Caixa Protetora	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mamário Bugge Takedown I.M.A é um sistema de retração cirúrgica cardiotorácica indispensável, projetado especificamente para fornecer elevação esternal unilateral e exposição ampla da parede torácica durante a coleta da artéria mamária interna (IMA / LIMA / RIMA) em revascularizações do miocárdio. Projetado com um chassi de elevação mecânica de alta resistência, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas elevem a margem costal e a borda esternal suavemente, criando um corredor operatório desobstruído diretamente ao longo do leito vascular retroesternal.

Construído conforme as especificações de estrutura clínica, esta configuração do Afastador Mamário Bugge Takedown I.M.A (\$499) apresenta dimensões robustas de extremidade de trabalho medindo 40 mm x 150 mm, combinadas com lâminas laterais principais de 40 mm x 100 mm para acomodar aberturas cirúrgicas variáveis. Feito à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o acionamento mecânico de cremalheira e pinhão abre-se até uma capacidade máxima de expansão de 110 mm, proporcionando poder de elevação estático inabalável contra a musculatura peitoral e intercostal densa, sem deslizar ou causar

fraturas de costelas.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo em todas as superfícies metálicas, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mamário Bugge Takedown I.M.A para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos cardíacos e suítes operatórias torácicas em todo o mundo estabilidade estrutural inflexível, alta resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)