



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Meyering 皮膚フック/リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Meyering 皮膚フック/リトラクター

SKU RM-MSHR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49

製品詳細

Meyering 皮膚フック/リトラクターは、単一のシャシーで微細な皮膚牽引と深部の軟部組織の変位を組み合わせるために特別に設計された多目的両頭式外科用器具です。高い手技の俊敏性を目指して設計されたこの両頭ツールにより、手術チームは器具を持ち替えることなく、一端の微細なフックで皮膚端をきれいに挙上し、器具を反転させてソリッドリトラクターブレードで深部の筋膜縁を保持できます。

手技の完全な適応性を実現するため、この Meyering 皮膚フック/リトラクター構成は2つの全長で提供されています。微細な美容整形外科手術に適したコンパクトな 16 cm モデル (\$44) と、より深い手術野に対応する延長された 22.86 cm モデル (\$49) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、統合されたワーキングエンドは、幅 5.0 mm × 長さ 16.0 mm のソリッドブレードを備えたリトラクター側と、敏感な組織縁との精密で滑りのない係合を保証する1本の鋭利なブロングを備えた皮膚フック側で構成されています。バランスの取れた中央ハンドルは、疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Meyering 皮膚フック/リトラクターは、繰り返しの病院での滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の形成外科、再建外科、一般外科に優れた耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest