



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Sternberg de Doble Extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Sternberg de Doble Extremo

SKU RM-SDER-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
14 cm Base — Extremos de alambre opuestos en forma de U	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — Extremos de alambre opuestos en forma de U	RM-SDER-1-2	\$34

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Sternberg de Doble Extremo es un retractor quirúrgico oral, dental y maxilofacial esencial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y no traumático de las mejillas, los labios y la mucosa oral durante procedimientos intraorales. Diseñado con un chasis de alambre abierto, este instrumento protege las comisuras labiales delicadas y los planos de tejido bucal de las fresas dentales y bisturíes quirúrgicos sin congestionar el campo operatorio.

Construido para proporcionar la máxima durabilidad y respaldado por una garantía de por vida contra el óxido y defectos de material, esta serie Sternberg de Retractor Maker ofrece dos métricas estructurales operativas: una construcción de alambre de 14 cm de longitud (\$24) para cirugía oral estándar y una configuración de largo alcance macro de 37 cm de longitud (\$34) para acceso faríngeo profundo y transoral. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la configuración de la geometría de la hoja incorpora un diseño asimétrico de doble extremo con terminales curvos en forma de U orientados en direcciones opuestas con bordes de alambre redondeados y lisos que evitan el pellizco de la mucosa.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Sternberg de Doble Extremo para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía oral, clínicas dentales y suites de cirugía plástica facial en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, resiliencia estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest