



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Beckman-Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Beckman-Weitlaner

SKU RM-BWSRR-1

\$149 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Beckman-Weitlaner é um afastador cirúrgico essencial para tecidos profundos, projetado para estabelecer acesso operatório estável e mãos-livres durante intervenções espinhais, ortopédicas e neurológicas. Construído com lâminas articuladas especializadas que se movem de forma independente, este instrumento se ajusta perfeitamente aos contornos irregulares das feridas, eliminando a fadiga do assistente e mantendo uma exposição constante em incisões assimétricas.

Projetado para adaptabilidade processual, o Afastador Autoestático Beckman-Weitlaner é fabricado em seis comprimentos totais padrão: 14 cm (\$149), 16.5 cm (\$154), 21.5 cm (\$159), 24 cm (\$164), 30.5 cm (\$169) e 31 cm (\$174). Os cirurgiões podem personalizar o chassi com garras de 3x4 ou 4x4 em pontas agudas para fixação fascial firme ou pontas rombas para proteger com segurança estruturas vasculares e viscerais profundas. Sua cremalheira integrada nos anéis de dedo mantém a tensão desejada sob forte resistência tecidual.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Autoestático Beckman-Weitlaner para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo às equipes cirúrgicas estabilidade de retenção confiável, articulação suave e durabilidade a longo prazo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest