



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sugita Çok Amaçlı Baş Çerçevesi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sugita Çok Amaçlı Baş Çerçevesi

SKU RM-SMH-SET-1

\$4,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Smart Fix C Tutucu	Taban çerçevesini ameliyat masasına bağlayan rijit C-kelepçe şasisi
1	Smart Fix Kutu Eklemi	2 özel sabitleme vidası dahil mafsallı bağlantı bloğu
1	Smart Fix Stoper Manşonu	Eksenel çerçeve yer değiştirmesini önleyen kilitleme kılavuz bileziği
1 Set	Smart Fix Baş Pini, Standart	Standart yetişkin kraniyotomisi için konik kafatası fiksasyon pini
1 Set	Smart Fix Baş Pini, Uzun	Kalın kalvaryal kemik profilleri için uzatılmış kafatası fiksasyon pini
1	Esnek Taban Ünitesi	Masa bağlantılarını birleştiren çok eklemlili artikülasyon tabanı
1	Çerçeve Ünitesi	360° aksesuar montajı sağlayan yarı dairesel ana yapısal ark
1 Set	Yaylı Skalp Kancalı Retraktörler	Hemostatik tutma için elastik gerilimli skalp kenarı retraktörleri
1	Yaylı Kanca Ayarlayıcı	Skalp kancası çekişini kontrol eden gerilim ayar mekanizması
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Beyin spatülleri için hassas mikro-ilerleme kayar montajı

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	El Desteği (Merkezi)	Mikrocerrah için ergonomik önkol ve bilek stabilizatörü
1	El Desteği R	Sağ taraflı anatomik önkol desteği çubuğu
1	El Desteği L	Sol taraflı anatomik önkol desteği çubuğu
1	Kubbe Vidalarıyla Ayarlanabilir El Desteği	Küresel kubbe kilitli sıkıştırmalı mafsallı el desteği
1	Kaydırmalı Ayarlanabilir El Desteği	Değişken operatif açılar için uzunlamasına kayar el desteği
1	Enstrüman Yuvası	Emme boruları ve mikro-enstrümanlar için steril tutucu tepsi
1	Pamuk Plaka	Nöroşirürjik pamuklu pedler ve pamuklar için sahneleme platformu
1	Pamuk Plaka Ayarlayıcı	Pamuklu platform için mafsallı konumlandırma kolu
1	Alt Delik Bağlantısı	Periferik beyin retraktörleri için yardımcı montaj braketi
1	Sterilizasyon Kutusu	Özel üretim alüminyum/paslanmaz organizasyonel taşıma kabı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sugita Çok Amaçlı Baş Çerçevesi, karmaşık açık kraniotomiler ve kafa tabanı prosedürleri sırasında sağlam kafatası immobilizasyonu ve çok vektörlü beyin retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan bir nöroşirürjik kraniyal fiksasyon ve mikroşirürjik retraktör sistemidir. Ameliyat masası raylarına güvenli bir şekilde monte edilmek üzere tasarlanan bu baş çerçevesi, ameliyat alanı etrafında ultra stabil yarı dairesel bir çevre oluşturarak nöroşirürjistlerin hassas mikro-spatülleri, skalp kancalarını ve fizyolojik destekleri ameliyat mikroskopları altında mutlak mekanik sabitlik ile konumlandırmasını sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre inşa edilen bu Sugita Çok Amaçlı Baş Çerçevesi komple seti (\$4,999), kapsamlı operatif çok yönlülük için tasarlanmış geniş bir 21 bileşenli modüler süiti entegre eder. Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çekirdek mimari, esnek bir taban ünitesi ve Smart Fix C Tutucu, Smart Fix Kutu Ekleme (2 sabitleme vidası dahil), Smart Fix Stoper Manşonu ve kaymaz kraniyal pin yerleşimi için hem standart hem de uzun baş pinleri ile eşleştirilmiş sert bir çerçeve ünitesine sahiptir. Mikroşirürjik kullanım düzeneği; sol ve sağ el destekleri, kubbe vidaları ve kaydırıcıları olan ayarlanabilir el destekleri, enstrüman yuvaları, ayarlayıcı pamuk plakaları, ayarlayıcı yaylı skalp kancalı retraktörler, alt delik bağlantısı ve Retractor Slide Adjustor II mekanizmalarını içerir; tüm bunlar özel ağır hizmet tipi bir sterilizasyon kutusunda bulunur.

Parlama önleyici saten mat bir yüzeyle dövülmüş olan Retractor Maker, Sugita Çok Amaçlı Baş Çerçevesini tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir ve dünya çapındaki nöroşirürjik merkezlere, kraniyal travma süitlerine ve kafa tabanı enstitülerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest