



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hohmann Ponta Quadrada

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hohmann Ponta Quadrada

SKU RM-HRSE-1

\$74 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
8 ½" (21.59 cm) — Lâmina curva com extremidade distal quadrada	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Lâmina curva com extremidade distal quadrada	RM-HRSE-1-2	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hohmann Ponta Quadrada é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea estável e deslocamento de tecidos moles durante artroplastias e reparo de fraturas de ossos longos. Projetado com uma ponta distal quadrada distinta, este afastador distribui as forças de contra-tração por uma ampla superfície de contato cortical, evitando endentações ósseas localizadas ou deslizamento em planos ósseos planos.

Construído para extração confiável de espaço articular, este modelo de Afastador Hohmann Ponta Quadrada está disponível em dois comprimentos totais distintos: uma configuração de 8 ½ polegadas (21.59 cm) (\$74) para exposições padrão e uma configuração estendida de 9 ½ polegadas (24.13 cm) (\$79) para campos operatórios mais profundos. Sua lâmina de ponta quadrada assenta firmemente contra o córtex femoral ou tibial, permitindo que os assistentes cirúrgicos elevem planos musculares pesados com esforço mínimo, mantendo um corredor visual estático e claro.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Hohmann Ponta Quadrada para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros de cirurgia ortopédica em todo o mundo durabilidade clínica inabalável, alta resistência à corrosão e total confiabilidade.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest