



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set
— набор ретракторов для переднего шейного доступа с функцией дистракции и механизмом быстрой фиксации

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set — набор ретракторов для переднего шейного доступа с функцией дистракции и механизмом быстрой фиксации

SKU RM-ILACF-QR-1

\$4,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Глубиномер	Цветовая маркировка
2	Подпружиненная рукоятка	Механизм быстрой фиксации
1	Продольная рама	Быстросъемная стандартная
1	Продольная рама (Panther Coated)	Антибликовая поверхность
1	Поперечная рама	Быстросъемная стандартная
1	Поперечная рама (Panther Ceramic)	Керамическое антибликовое покрытие
2	Тупая лопатка	30 мм, серебро
2	Тупая лопатка	35 мм, синий
2	Тупая лопатка	40 мм, красный
2	Тупая лопатка	45 мм, зеленый
2	Тупая лопатка	50 мм, фиолетовый
2	Тупая лопатка	55 мм, черный
2	Тупая лопатка	60 мм, золотой
2	Тупая лопатка	65 мм, темно-синий

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Тупая лопатка	70 мм, светло-зеленый
2	Тупая лопатка	75 мм, оранжевый
1	Лопатка с короткими зубцами	30 мм, серебро
1	Лопатка с короткими зубцами	35 мм, синий
1	Лопатка с короткими зубцами	40 мм, красный
1	Лопатка с короткими зубцами	45 мм, зеленый
1	Лопатка с короткими зубцами	50 мм, фиолетовый
1	Лопатка с короткими зубцами	55 мм, черный
1	Лопатка с короткими зубцами	60 мм, золотой
1	Лопатка с короткими зубцами	65 мм, темно-синий
1	Лопатка с длинными зубцами	30 мм, серебро
1	Лопатка с длинными зубцами	35 мм, синий
1	Лопатка с длинными зубцами	40 мм, красный
1	Лопатка с длинными зубцами	45 мм, зеленый
1	Лопатка с длинными зубцами	50 мм, фиолетовый
1	Лопатка с длинными зубцами	55 мм, черный
1	Лопатка с длинными зубцами	60 мм, золотой
1	Лопатка с длинными зубцами	65 мм, темно-синий
2	Микролопатка тупая	14 × 35 мм, синий
2	Микролопатка тупая	14 × 40 мм, красный
2	Микролопатка тупая	14 × 45 мм, зеленый
2	Микролопатка тупая	14 × 50 мм, фиолетовый
2	Микролопатка тупая	14 × 55 мм, черный
2	Микролопатка тупая	14 × 60 мм, золотой
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 35 мм

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 40 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 45 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 50 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 55 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 60 мм
1	Спиральное сверло CVB	глубина 8 мм, длина 5¾"
1	Направитель для дистракционного сверла CVB, левый	Стандарт
1	Направитель для дистракционного сверла CVB, правый	Стандарт
1	Дистрактор тел позвонков, левый	рейка 100 мм
1	Дистрактор тел позвонков, правый	рейка 100 мм
2	Отвертка CVB, силиконовая рукоятка	Стандарт
1	Многоуровневый дистрактор, левый	рейка 120 мм, удлинитель 90 мм
1	Многоуровневый дистрактор, правый	рейка 120 мм, удлинитель 90 мм
1	Держатель костного трансплантата	наконечник 8 × 15 мм, длина 210 мм
1	Импактор для костного трансплантата	3 мм
1	Импактор для костного трансплантата	5 мм
1	Импактор для костного трансплантата	8 мм
1	Нож для трансплантата	регулируемая глубина 8.75", ширина 7 мм
1	Штангенциркуль ACF	9"
1	Стерилизационный бокс	Высокопрочный органайзер

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Набор Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set представляет собой усовершенствованную систему спинальных инструментов, разработанную для оптимизации экспозиции шейного отдела, межтеловой дистракции и установки костных трансплантатов при проведении переднего шейного спондилодеза (ACDF). Благодаря интеграции специализированных механических замков рамы и подпружиненных рукояток, система позволяет операционным сестрам и хирургам

мгновенно менять лопатки и регулировать натяжение, не нарушая стерильный коридор.

Разработанный для сложных реконструкций шейного отдела позвоночника, набор включает четыре отдельные рамы, в том числе продольные и поперечные конфигурации в стандартном исполнении и с антибликовым покрытием Panther Coated/Ceramic. В комплект входят цветомаркированный глубиномер, 56 ретракционных лопаток (тупые, с короткими зубцами, с длинными зубцами и микропрофили), левый и правый реечные дистракторы (100 мм и 120 мм), система сверл/драйверов CVB, держатель костного трансплантата, три импактора (3 мм, 5 мм, 8 мм), регулируемый нож для трансплантата и 9-дюймовый штангенциркуль.

Изготовленный из хирургической нержавеющей стали, износостойкого керамического покрытия Panther и автоклавируемого силикона, Retractor Maker предоставляет этот набор в нестерильном виде. Инструменты полностью пригодны для автоклавирования и поставляются в специальном высокопрочном стерилизационном контейнере, обеспечивая долговечность и хирургическую точность в условиях операционной.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest