



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur de microdiscectomie lombaire
Caspar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Système d'écarteur de mi crodiscectomie lombaire Caspar

SKU RM-CLMRS-1

\$799 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Valve latérale	40 mm
1	Valve latérale	45 mm
1	Valve latérale	50 mm
1	Valve latérale	55 mm
1	Valve latérale	60 mm
1	Valve latérale	65 mm
1	Valve latérale	75 mm
1	Spéculum	40 mm
1	Spéculum	45 mm
1	Spéculum	50 mm
1	Spéculum	55 mm
1	Spéculum	60 mm
1	Spéculum	65 mm
1	Spéculum	75 mm

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Pince d'éjection des valves	Pince pour changement rapide des valves
1	Cadre d'écarteur de microdiscectomie Caspar	Cadre de contre-rétraction
1	Boîte de stérilisation	Conteneur en aluminium avec plateau organisateur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur de microdiscectomie lombaire Caspar est une plateforme d'écartement chirurgicale classique et reconnue, conçue spécifiquement pour offrir une micro-exposition dégagée lors des décompressions canalaire et discales lombaires. En combinant un cadre de contre-rétraction avec des spéculums et des valves latérales interchangeables, ce système établit un corridor étroit et stable qui libère le champ opératoire des instruments encombrants.

Conçu pour la microdiscectomie et les laminectomies ciblées, le système d'écarteur de microdiscectomie lombaire Caspar comprend 17 composants fonctionnels de précision. L'ensemble intègre un cadre d'écarteur de microdiscectomie Caspar, sept valves latérales allant de 40 mm à 75 mm de profondeur, sept spéculums assortis de 40 mm à 75 mm, et une pince d'éjection des valves dédiée pour un changement rapide et sécurisé des valves en peropératoire sans traumatisme tissulaire.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit le système d'écarteur de microdiscectomie lombaire Caspar complet, non stérile et entièrement autoclavable, à l'intérieur d'un conteneur de stérilisation en aluminium robuste doté de plateaux de rangement dédiés, garantissant une rotation rapide et une durabilité à long terme.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest