



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

福田式レトラクター (Fukuda Style Retractors)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



福田式レトラクター (Fukuda Style Retractors)

SKU RM-FSR-SHLD-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
6 ½" (16.51 cm) — 30 mm または 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 ¾" (22.23 cm) — 30 mm または 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm または 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99

製品詳細

福田式レトラクターは、肩関節再建術において上腕骨近位端を関節窩から確実に制御下に変位させるために不可欠な整形外科手術器具です。解剖学的な曲線を持つ有窓リング状のブレードは、上腕骨頭をしっかりと保持するように設計されており、器具の滑りや軟骨の損傷を抑えながら関節窩表面の処理を可能にします。

術式に応じた柔軟な対応を可能にするため、Retractor Makerの福田式レトラクターシリーズは3つの全長（コンパクトな 6 ½-inch モデル（\$89）、標準的な 8 ¾-inch モデル（\$94）、ロングタイプの 9-inch モデル（\$99））から選択可能です。ブレード幅は 30 mm と 35 mm の2種類を用意し、症例ごとの上腕骨のサイズに適合させることができます。人間工学に基づいたフラットハンドルにより、助手による安定した対抗牽引と滑りのない操作を支援します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止のサテンマット仕上げを施した本製品は、強い機械的負荷や繰り返しのおートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性と耐食性を備えており、世界中の肩関節再建およびスポーツ整形外科チームに優れた臨床パフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest