



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Snitman 自動開創器 (耳内用)

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Snitman 自動開創器 (耳内用)

SKU RM-SSER-108-1

**\$99 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション         | SKU / 詳細                    | 価格 (USD) |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| Snitman 自動開創器 (耳内用) | 全長 10.8 cm、3×3鋭鉤、ラチェットロック付き | \$99     |
| 保護スリーブ / 外箱         | 個別配送用パッケージ                  | \$99     |

### 製品詳細

Snitman 自動開創器は、微細外科手術における浅い術野で信頼性の高いハンズフリーの創縁分離を実現するために開発された、耳科およびマイクロサージャリー専用の開創器です。オフセット配置の低プロファイルな指輪型シャーシ設計により、耳内および外耳道の切開部を一定の張力で開口状態に維持します。これにより、手術用顕微鏡下の視界を妨げることなく、助手の疲労を軽減します。

優れた耐食性を備え、製造上の欠陥に対する生涯保証が付帯する本製品は、全長 10.8 cm（\$99）の仕様となっています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、先端は非対称の3×3鋭鉤構造を採用しています。組織への接触プロファイルは綿密に調整されており、鋭鉤が切開縁に確実に固定されることで、軟骨境界部からの脱落リスクを最小限に抑えつつ、最大限の機械的牽引力を発揮します。また、多段階のラチェット機構により、開口状態を自動的に維持することが可能です。

本製品は非滅菌状態で提供され、再滅菌が可能です。反射を抑えたサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Snitman 自動開創器は、頻繁な高温滅菌処理に耐えうる設計となっており、世界中の耳鼻咽喉科、中耳再建センター、マイクロサージャリー施設において、卓越した安定性と耐食性、オートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest