



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Williams para Discectomia Espinhal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Williams para Discectomia Espinal

SKU RM-WSDR-153-1

\$149 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
50 mm – 70 mm profundidade (10 ou 20 mm) — Lado esquerdo ou Lado direito	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm – 90 mm de profundidade (10 ou 20 mm) — Lado esquerdo ou Lado direito	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm profundidade (10 ou 20 mm) — Esquerdo ou Direito	RM-WSDR-153-1-3	\$149

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Williams para Discectomia Espinal é um afastador de microcirurgia espinal aclamado internacionalmente, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e não traumático da musculatura paravertebral e exposição laminar durante procedimentos de microdiscectomia lombar. Desenvolvido com uma haste anatômica em baioneta e uma lâmina de alcance profundo, este instrumento permite que os cirurgiões de coluna estabeleçam uma janela operatória unilateral limpa, mantendo as mãos do assistente e os cabos fora da linha de visão microscópica.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e com alta resistência à corrosão, esta configuração do Afastador Williams para Discectomia Espinal apresenta um comprimento total de 15.3 cm (\$149). Forjado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece uma ampla matriz de seleção: profundidades de lâmina disponíveis em seis opções distintas (50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm e 110 mm) combinadas com larguras de 10 mm ou 20 mm. Os cirurgiões também podem configurar orientações de lâmina para o lado Esquerdo ou Direito para corresponder às abordagens clínicas pretendidas. Seu cabo ergonômico proporciona alavancagem manual sem fadiga.

Fabricado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Williams para Discectomia Espinhal para suportar forte contra-tração, fornecendo a centros de coluna, suítes neurocirúrgicas e salas de trauma ortopédico em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total compatibilidade com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest