



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Joelho Ranawat

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Joelho Ranawat

SKU RM-RKR-95-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Joelho Ranawat	Comprimento de 9 ½" (24.13 cm), lâmina de 17 × 34 mm a 90° (Romba ou Afiada)	\$79
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Joelho Ranawat é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento de tecidos moles durante a artroplastia total de joelho (ATJ) e reconstruções complexas de joelho. Projetado para se posicionar atrás do planalto tibial e dos ligamentos colaterais, este afastador permite que as equipes cirúrgicas mantenham as estruturas capsulares e ligamentares pesadas afastadas de serras ósseas oscilantes e alargadores.

Construído com um chassi altamente durável e resistente à corrosão, esta configuração do Afastador de Joelho Ranawat apresenta um comprimento total da ferramenta de 9 ½ polegadas (24.13 cm, \$79). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as dimensões de sua ponta ativa medem 17 mm de largura × 34 mm de comprimento. A geometria do perfil da ponta incorpora uma extremidade de trabalho em ângulo de 90 graus integrada, disponível em duas tipologias distintas selecionáveis no menu de opções: uma ponta Romba (Blunt) projetada para afastamento suave e atraumático de tecidos moles vascularmente sensíveis, ou uma ponta Afiada (Sharp) projetada para fornecer uma fixação antiderrapante altamente segura em estruturas ligamentares resistentes e osso cortical. O cabo reforçado oferece alavancagem manual sem fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Joelho Ranawat para suportar alto torque ortopédico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros de artroplastia de joelho e suítes cirúrgicas de trauma ortopédico em todo o mundo estabilidade mecânica

excepcional, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest