



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kapsel-Retraktoren

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Kapsel-Retraktoren

**SKU** RM-CR-ORTHO-1

**\$64 USD**

### VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION                 | SKU / DETAILS   | PREIS (USD) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Einzinkig (Scharf)              | RM-CR-ORTHO-1-1 | \$64        |
| Zweizinkig (Scharf oder Stumpf) | RM-CR-ORTHO-1-2 | \$69        |
| Dreizinkig                      | RM-CR-ORTHO-1-3 | \$74        |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Kapsel-Retraktoren sind unverzichtbare orthopädisch-chirurgische Instrumente, die speziell für die sichere, rutschfreie Verdrängung dicker Gelenkkapseln und fibröser Weichteilhüllen bei Gelenkersatz- und Rekonstruktionseingriffen entwickelt wurden. Diese Instrumente wurden für die Navigation in tiefen Gelenkaussparungen konzipiert und ermöglichen dem OP-Team eine kontinuierliche Gegentraktion ohne Abgleiten von glatten knorpeligen oder knöchernen Rändern.

Die für eine hohe Hebelwirkung am Gelenk ausgelegte Kapsel-Retraktoren-Serie verfügt über eine Standard-Gesamtlänge von 10-inch (approx. 25.4 cm), wodurch die Hände der Assistenten außerhalb der Sichtlinie des Operationsfeldes bleiben. Chirurgen können das Arbeitsende in drei Blattbreiten (20 mm, 22 mm und 30 mm) konfigurieren, kombiniert mit vielseitigen Zinken-Layouts: eine scharfe Einzelzinke (\$64), eine Doppelzinke (\$69) in scharfer oder stumpfer Ausführung und eine breite Dreifachzinke (\$74), die die Haltekräfte über breite Kapselbänder verteilt.

Geschmiedet aus erstklassigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Matt-Finish, fertigt Retractor Maker Kapsel-Retraktoren so, dass sie starken mechanischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhalten, was orthopädischen Gelenkersatz- und Trauma-Teams außergewöhnliche Haltbarkeit und klinische Stabilität bietet.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest