



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Scoville-Haverfield 開創器 (開口保持型)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Scoville-Haverfield 開創器 (開口保持型)

SKU RM-SHSRR-150-1

\$339 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ヒンジ付きシャンク開口保持フレーム	視界の外に下向きの角度をつける関節式シザーアクションシャーシ
1	取り外し可能シングル鋭鉤側方ブレード	切開縁の深部に固定するために設計された 50 mm シングルクロウブレード
1	取り外し可能ソリッド歯付き側方ブレード	微細歯付きチップを備えた 60 mm × 25 mm のソリッド骨牽引パドル
1	統合型手動スクリューロックギヤ	疲労を軽減し、強固な開口保持を提供する中央スレッド機構
2	人間工学に基づいた開創器アーム	完全に滑らかな外周で鍛造された軽量構造のハンドルアーム
1	保護用収納ケース/ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Scoville-Haverfield 開創器（開口保持型）は、複雑な腰椎椎弓切除術や脊椎融合術において、深部で障害のない傍脊椎組織の圧排を提供するために特別に設計された、最高級の関節式脳神経外科および脊椎用開創器システムです。下方屈曲ヒンジ付きの関節式シャンクを採用したこの器具は、患者の体表に合わせて機械的シャーシを平らに配置できるため、アシスタントのハンドル部分が術者の顕微鏡の視線から完全に外れるよう設計されています。

臨床仕様に基づいて構築されたこの Scoville-Haverfield 開創器のコンプリートセット (\$339) は、最大 150 mm の水平展開幅を提供します。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたこのモジュール式システムには、深い切開縁の下に確実に固定するための有効長 50 mm の取り外し可能なシングル鋭鉤ブレードと、骨縁を外傷なく把持するための微細歯付きチップを備えた 60 mm × 25 mm (幅 25 mm × 長さ 60 mm) の取り外し可能なソリッド歯付き側方ブレードが含まれています。統合された手動スクリューロック式ギヤ中央スレッド機構により、強固な開口保持が可能になり、

助手の疲労を軽減します。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Scoville-Haverfield 開創器は、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の脳神経外科センター、整形外科脊椎手術室、外傷センターに優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)