




RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ディープ・ゲルピー開創器（自動固定式）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ディープ・ゲルピー 開創器（自動固定式）

SKU RM-DGSRR-1

\$129 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
7 ½" (approx. 19.0 cm) — アングルシャフト、鋭外反爪 — 標準的な腰椎椎弓切除術および関節術野展開用	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — 延長アングルシャシー、鋭外向爪 — 深部骨盤、肥満外科、および多椎間脊椎融合術用	RM-DGSRR-1-2	\$139

製品詳細

Retractor Makerのディープ・ゲルピー開創器は、脊椎、整形外科、骨盤深部の手術において、強力かつハンズフリーで軟部組織や筋肉を開創するために特別に設計された専門的な外科用開創器です。角度の付いたシャシーに外向きの鋭い爪を備えた設計により、緻密な筋膜縁や傍脊柱筋に確実に食い込み、用手補助なしで強固な術野を確保します。

深部腔の露出用に構築されたこの構成は、フィンガーリングハンドルを患者の体輪郭に対して平らに保つ角度付きワーキングシャシーを特徴としており、手術用ナビゲーションツールや顕微鏡との干渉を防ぎます。術者は、標準的な脊椎アプローチ用の7 ½インチ（\$129）と、深部の骨盤や肥満患者の腰椎処置用の延長された10 ½インチ（\$139）の2つの有効長から選択できます。高耐久のメカニカルラチェットロックにより、滑ることなく持続的な張力を維持します。

反射防止サテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Makerのディープ・ゲルピー開創器は、強い筋肉の反力に耐えるように製造されており、脊椎外科医、脳神経外科医、整形外科外傷チームに卓越した耐久性と完全なオートクレーブ適合性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest