



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hohmann Posterior Inferior Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Posterior İnferior Ekartör

SKU RM-HPIR-11-1

\$74 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sol Sap Bükümü #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Orta Boy Sağ Sap Büküm #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hohmann Posterior İnferior Ekartör, total kalça artroplastisi sırasında asetabulumun posterior ve inferior sınırları çevresinde güvenilir kemik kaldıracı ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir cerrahi ortopedik alettir. İskial ve asetabular marjinleri saracak şekilde tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin ağır kapsüler ve kas dokularını yuvadan uzaklaştırarak asetabular oyma işlemi için engelsiz bir görüş koridoru sağlamasına olanak tanır.

Yüksek kaldıraçlı eklem açıklığı için üretilen bu Hohmann Posterior İnferior Ekartör modeli, 11 inç (27.94 cm) standart gövde uzunluğuna sahiptir. Çalışma ucu, kortikal kemik yüzeylerine kaymadan güvenli bir şekilde tutunmak üzere tasarlanmış, benzersiz şekilli çift uç ve keskin kavisli kenarla donatılmış kavisli bir bıçak düzenine sahiptir. Cerrahlar, spesifik hasta yaklaşımlarına optimal uyum sağlamak için aleti hedeflenen sap eğriliği profillerine göre özelleştirebilir: Sol sap kıvrımı #7 veya Orta Sağ sap kıvrımı #7.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip premium tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Hohmann Posterior İnferior Ekartör'ü yoğun mekanik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki eklem replasmanı ve travma ekiplerine sarsılmaz klinik dayanıklılık ve hassasiyet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest