



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Anterolateraler Acetabulumrand-Hebel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Anterolateraler Acetabulumrand- Hebel

SKU RM-AARR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Anterolateraler Acetabulumrand-Hebel	Länge 10" (25.4 cm), Blatt 18 mm Breite × 3.25" Tiefe	\$49
Schutzhülle / Box	Einzeltransportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der anterolaterale Acetabulumrand-Hebel ist ein spezialisierter orthopädischer Wundhaken zur Schaffung einer klaren und stabilen Sicht auf den Pfannenrand bei primären und Revisionstotalendoprothesen der Hüfte. Durch die sichere Verankerung über dem anterolateralen Knochenrand verdrängt dieses Instrument das vordere Kapselgewebe und die Abduktorenmuskulatur, wodurch ein freier Zugang zur Beckenpfanne ermöglicht wird.

Dieses Modell wurde für eine robuste anatomische Hebelwirkung entwickelt und verfügt über eine Gesamtlänge von 10 Zoll (25.4 cm) bei einer Blattbreite von 18 mm und einem verlängerten Blatttiefenprofil von 3.25 Zoll (8.3 cm). Das abgewinkelte distale Blatt ist so konturiert, dass es fest über dem Acetabulumrand einhakt, ohne die umliegenden femoralen neurovaskulären Strukturen zu beeinträchtigen. Sein ergonomischer Griff erlaubt es dem OP-Personal, während des Fräsens der Pfanne und der Pfannenimplantation dauerhaften Gegenzug mit minimaler Handermüdung auszuüben.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsarmen, seidenmatten Oberfläche, fertigt Retractor Maker den anterolateralen Acetabulumrand-Hebel für höchste operative Hebelkräfte. Er bietet orthopädischen Fachabteilungen weltweit überlegene Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest