



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hohmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hohmann

SKU RM-HR-12IN-1

\$74 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
15 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hohmann é um instrumento de alavancagem óssea ortopédica indispensável, projetado especificamente para fornecer deslocamento tecidual confiável e exposição óssea durante artroplastias e estabilização de fraturas. Projetado com uma haste curva e uma ponta anatômica em bico que se fixa nas margens ósseas, este afastador permite que os assistentes cirúrgicos alavanquem grandes massas musculares para longe do osso sem deslizar para zonas neurovasculares.

Construído para se ajustar precisamente a diversos limites esqueléticos, este Afastador Hohmann mantém um perfil longitudinal unificado de 12 polegadas (30.48 cm). O instrumento é fabricado com dois perfis de largura de lâmina selecionáveis: 15 mm de largura (\$74) para alavancagem óssea direcionada e 17 mm de largura (\$79) para deslocamento muscular mais amplo. Sua ponta contornada envolve com segurança a parte posterior do córtex femoral ou tibial, enquanto o cabo de alta resistência oferece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem sustentada e redução da fadiga manual.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Hohmann para suportar alto torque ortopédico e repetidos ciclos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia de trauma e substituição articular em todo o mundo durabilidade clínica e desempenho inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest